



Traumec
HEALTH TECHNOLOGY

CMF MODULAR SYSTEM



CMF MODULAR SYSTEM

Foi desenvolvido com a finalidade de otimizar a fixação interna estável nas diversas áreas da cirurgia maxilofacial.


Oferece um portfólio abrangente de sistemas modulares projetados com o incremento de novos modelos de placas, para atender a todas as necessidades de traumas faciais e correções de deformidades dento esqueléticas.


É composto por oito módulos:

- Orthognathic module
- Pro-segmentation module
- 2.0mm locking module
- 1.5mm module
- 2.0mm module
- Compact module
- MIOS MAX 2
- MIOS MAX 4

INDICAÇÕES:

- Osteossíntese de fraturas do terço médio e superior da face;
- Osteossíntese de fraturas de naso-etmóido-orbitárias (noe);
- Osteossíntese de osteotomias corretivas em tratamentos de deformidades;
- Fixação de enxertos em cirurgias de reconstrução do segmento superior e médio do esqueleto facial.






Placas pré-moldadas, design avançado, alta resistência.
Fabricadas em titânio puro grau 2 ASTM F67.



Placas L dupla face, alta maleabilidade. Fabricadas em
titânio puro grau 2 ASTM F67.



Placas pré-moldadas bloqueadas no sistema 2.0 mm Locking,
baixo perfil, pré-moldados com alta resistência. Fabricadas
em titânio puro grau 2 ASTM F67.



Assoalhos orbitais de fácil adaptação e modelagem
com alta resistência.



Parafusos com encaixe cruciforme, autoperfurantes, autorrosqueantes,
bloqueio, com excelente penetração e resistência mecânica. Fabricados em
liga de titânio TI-6AL-4V ASTM F136.

ORTHOGNATHIC MODULE

Registro ANVISA 80455630030



ORTHOGNATHIC MODULE

Registro ANVISA 80455630030


Os produtos são desenhados e indicados para reconstrução crânio facial e crânio maxilar, fixação das fraturas crânio-faciais, crânio-maxilar, craniotomias, buracos de Bur, piso e reborde orbital. O tratamento com a fixação interna rígida objetiva a recuperação completa e o retorno da função imediata do membro. O uso de placas e parafusos surge como a melhor alternativa para essa finalidade, pois fornece estabilidade à estrutura óssea, estimulando uma osteogênese associada à função, com reparo primário e ausência de calo ósseo. O critério de seleção do tamanho dos implantes depende das condições da porção óssea atingida, tipo da fratura e da técnica cirúrgica, a qual é de responsabilidade do cirurgião. As restrições de carga estão mais relacionadas à região da mandíbula, a qual exige mais esforço do implante. Nesse caso, recomenda-se que sejam usados, preferencialmente, os parafusos indicados para essa região (parafusos para osteossíntese ou para reconstrução mandibular), a menos que a técnica cirúrgica requeira o contrário. Nesse caso, a seleção do implante é feita a critério e sob responsabilidade do cirurgião.

Patente BR 20 2013 020812 0 Y1



Mini placa híbrida L oblíqua ponte 6f

PA.01.03.2827	9mm	direita
PA.01.03.2828	9mm	esquerda
PA.01.03.2833	13,5mm	direita
PA.01.03.2834	13,5mm	esquerda



Implantes 1,5mm



Micro placa Le Fort 0,6mm 11f

PA.01.03.0399	avanço 0mm	direita
PA.01.03.0398	avanço 0mm	esquerda
PA.01.03.0401	avanço 2mm	direita
PA.01.03.0400	avanço 2mm	esquerda
PA.01.03.0405	avanço 4mm	direita
PA.01.03.0404	avanço 4mm	esquerda
PA.01.03.0409	avanço 6mm	direita
PA.01.03.0408	avanço 6mm	esquerda
PA.01.03.0413	avanço 8mm	direita
PA.01.03.0412	avanço 8mm	esquerda



Micro placa S e Z

PA.01.03.0586	8mm s
PA.01.03.0589	8mm z
PA.01.03.0587	10mm s
PA.01.03.0590	10mm z



Micro placa suporte zigomático

PA.01.03.2522	direita
PA.01.03.2523	esquerda



Micro placa reta L oblíqua ponte 5f

PA.01.03.0360	8mm	direita
PA.01.03.0361	8mm	esquerda
PA.01.03.0362	10mm	direita
PA.01.03.0363	10mm	esquerda
PA.01.03.0364	12mm	direita
PA.01.03.0365	12mm	esquerda



Micro placa reta L ponte 4f

PA.01.03.0326	6mm	direita
PA.01.03.0327	6mm	esquerda
PA.01.03.0328	8mm	direita
PA.01.03.0329	8mm	esquerda
PA.01.03.0330	10mm	direita
PA.01.03.0331	10mm	esquerda
PA.01.03.0332	12mm	direita
PA.01.03.0333	12mm	esquerda



Micro placa reta L oblíqua ponte 4f

PA.01.03.0352	8mm	direita
PA.01.03.0353	8mm	esquerda



Micro placa reta ponte 2f

PA.01.03.2537	8mm
PA.01.03.2538	10mm
PA.01.03.2539	12mm



Micro placa reta ponte 4f

PA.01.03.0577	6mm
PA.01.03.0579	10mm



Micro placa reta ponte 6f

PA.01.03.0581	6mm
PA.01.03.0583	10mm



Micro placa L orbital oblíqua ponte

PA.01.03.2927	10mm #0,7	direita
PA.01.03.2928	10mm #0,7	esquerda
PA.01.03.2929	14mm #0,7	direita
PA.01.03.2930	14mm #0,7	esquerda
PA.01.03.2931	18mm #0,7	direita
PA.01.03.2932	18mm #0,7	esquerda

Parafusos



Parafuso cortical AP 1,5 TI Cross Drive

PA.01.03.0245	4mm
PA.01.03.0246	5mm
PA.01.03.0247	6mm
PA.01.03.0249	8mm



Parafuso cortical 1,5 TI Cross Drive

PA.01.03.0046	10mm
PA.01.03.0048	12mm
PA.01.03.0050	14mm
PA.01.03.0052	16mm



Parafuso cortical 1,7 TI Cross Drive

PA.01.03.0058	5mm
PA.01.03.0059	6mm
PA.01.03.0061	8mm
PA.01.03.0063	10mm
PA.01.03.0065	12mm

Implantes 2,0mm




Mini placa reta ponte 4f

PA.01.03.1019	9mm
PA.01.03.1022	13,5mm
PA.01.03.1025	18mm



Mini placa reta ponte 6f

PA.01.03.1030	9mm
PA.01.03.1033	13,5mm
PA.01.03.1036	18mm



Mini placa sagital

PA.01.03.1011	
---------------	--



Mini placa S e Z

PA.01.03.1171	9mm DF
PA.01.03.1172	12mm DF




Mini placa L 4f

PA.01.03.0733	DF
---------------	----



Mini placa L ponte 4f

PA.01.03.0759	9mm DF
PA.01.03.0761	12mm DF
PA.01.03.0765	18mm DF



Mini placa L ponte 6f

PA.01.03.0813	9mm DF
---------------	--------



Mini placa L oblíqua ponte 6f

PA.01.03.0920	9mm DF
---------------	--------



Mini placa corte sagital ponte 6f

PA.01.03.2947	9mm
PA.01.03.2949	13mm
PA.01.03.2950	15mm
PA.01.03.2952	19mm



Mini placa dupla angulada ponte 20° BSSO

PA.01.03.0684	10,5mm DF
PA.01.03.0685	13,5mm DF
PA.01.03.0686	16,5mm DF



Mini placa reta dupla ponte 8f

PA.01.03.1013	10,5mm
PA.01.03.1014	13,5mm
PA.01.03.1015	16,5mm



Mini placa para mento chin

PA.01.03.2994	0mm
PA.01.03.3019	2mm
PA.01.03.3021	4mm
PA.01.03.3023	6mm
PA.01.03.3025	8mm
PA.01.03.3027	10mm

Parafusos



Parafuso cortical AP 2,0 TI Cross Drive

PA.01.03.0256	4mm
PA.01.03.0257	5mm
PA.01.03.0258	6mm
PA.01.03.0260	8mm



Parafuso cortical 2,0 TI Cross Drive

PA.01.03.0080	10mm
PA.01.03.0082	12mm
PA.01.03.0084	14mm
PA.01.03.0086	16mm



Parafuso cortical 2,3 TI Cross Drive

PA.01.03.0092	5mm
PA.01.03.0093	6mm
PA.01.03.0095	8mm
PA.01.03.0097	10mm
PA.01.03.0099	12mm




Parafuso de bloqueio AP TI Cross Drive

PA.01.03.0292	6mm
PA.01.03.0293	8mm
PA.01.03.0295	10mm
PA.01.03.0298	12mm

PRO-SEGMENTATION MODULE

Registro ANVISA 80455630030




PRO-SEGMENTATION

Registro ANVISA 80455630030

Oferece uma variedade de soluções para tratamento da deformidade dento esquelética facial. Está indicado para fixação na cirurgia ortognática de maxila, mandíbula e mento. Este módulo traz uma diversidade de placas com desenhos desenvolvidos para facilitar as osteossínteses na segmentação maxilar em cirurgia ortognática.

INDICAÇÕES:

- Osteotomia Le Fort I com ou sem segmentação;
- Osteotomia sagital bilateral do ramo mandibular;
- Mentoplastia.



Implantes 2,0mm



Mini placa reta

PA.01.03.0014 4 furos
PA.01.03.0016 6 furos



Mini placa reta ponte tab 4f

PA.01.03.2586 12mm
PA.01.03.2587 16,5mm
PA.01.03.2588 21,5mm
PA.01.03.2589 26,5mm



Mini placa mento chin tab

PA.01.03.2590 avanço 0mm
PA.01.03.2591 avanço 2mm
PA.01.03.2593 avanço 4mm
PA.01.03.2595 avanço 6mm
PA.01.03.2596 avanço 8mm
PA.01.03.2597 avanço 10mm



Mini placa L ponte esquerda tab

PA.01.03.2598 9mm
PA.01.03.2599 13,5mm
PA.01.03.2600 17,5mm
PA.01.03.2601 21,5mm



Mini placa L ponte direita tab

PA.01.03.2602 9mm
PA.01.03.2603 13,5mm
PA.01.03.2604 17,5mm
PA.01.03.2605 21,5mm



Mini placa L ponte dupla direita tab

PA.01.03.2606 12mm
PA.01.03.2607 15mm
PA.01.03.2608 20mm



Mini placa reta ponte tab 6f

PA.01.03.2585

Parafusos



Parafuso cortical AP 2,0 TI
Cross Drive

PA.01.03.0256 4mm
PA.01.03.0257 5mm
PA.01.03.0258 6mm
PA.01.03.0260 8mm



Parafuso cortical 2,0 TI
Cross Drive

PA.01.03.0080 10mm
PA.01.03.0082 12mm
PA.01.03.0084 14mm
PA.01.03.0086 16mm




Parafuso cortical 2,3 TI
Cross Drive

PA.01.03.0092 5mm
PA.01.03.0093 6mm
PA.01.03.0095 8mm
PA.01.03.0097 10mm
PA.01.03.0099 12mm




Parafuso de bloqueio AP TI
Cross Drive

PA.01.03.0292 6mm
PA.01.03.0293 8mm
PA.01.03.0295 10mm
PA.01.03.0298 12mm



2.0 MM LOCKING MODULE

Registro ANVISA 80455630095




2.0 MM LOCKING

Registro ANVISA 80455630095

É indicado para procedimentos que necessitam fixar fraturas na região bucomaxilofacial, incluindo fixação de fraturas, osteotomias de deslocamento e segmentos de ligação de suporte de carga, bem como reconstruções ósseas.

INDICAÇÕES:

- Fraturas do terço médio;
- Cirurgias ortognáticas;
- Fraturas maxilares;
- Fraturas mandibulares;
- Protração maxilar;
- Ancoragem ortodôntica e óssea.



Implantes 2,0mm



Placa lockfix 2,0mm reta

PA.01.03.1790 4 furos
PA.01.03.1792 6 furos
PA.01.03.1794 8 furos
PA.01.03.1798 16 furos



Placa lockfix 2,0mm reta ponte 2f

PA.01.03.1837 curta
PA.01.03.1838 média
PA.01.03.1839 longa



Placa lockfix 2,0mm reta ponte 4f

PA.01.03.1841 média
PA.01.03.1842 longa



Placa lockfix 2,0mm reta ponte 6f

PA.01.03.1843 média
PA.01.03.1844 longa



Placa lockfix 2,0mm T ponte

PA.01.03.1850 2x2



Placa lockfix 2,0mm T ponte

PA.01.03.1851 3x2



Placa lockfix 2,0mm T oblíqua

PA.01.03.1858 direita
PA.01.03.1857 esquerda



Placa lockfix 2,0mm chin

PA.01.03.2169 2mm
PA.01.03.2171 4mm
PA.01.03.2173 6mm
PA.01.03.2175 8mm




Placa lockfix 2,0mm S e Z

PA.01.03.1868 Z média
PA.01.03.1869 Z longa
PA.01.03.2470 S média
PA.01.03.2471 S longa



Placa lockfix 2,0mm L ponte

PA.01.03.2041 direita curta
PA.01.03.2037 esquerda curta
PA.01.03.2042 direita média
PA.01.03.2038 esquerda média
PA.01.03.2043 direita longa
PA.01.03.2039 esquerda longa



Placa lockfix 2,0mm L 3x2

PA.01.03.2018 direita média
PA.01.03.2010 esquerda média
PA.01.03.2019 direita longa
PA.01.03.2011 esquerda longa



Placa lockfix 2,0mm L oblíqua ponte

PA.01.03.2025 5mm direita
PA.01.03.2026 5mm esquerda
PA.01.03.2027 10mm direita
PA.01.03.2028 10mm esquerda



Placa lockfix 2,0mm CF

PA.01.03.2314 direita
PA.01.03.2313 esquerda



Placa lockfix 2,0mm sagital

PA.01.03.2406 média
PA.01.03.2407 longa
PA.01.03.2408 extra longa



Placa lockfix 2,0mm Le Fort dupla

PA.01.03.2078 2mm direita
PA.01.03.2077 2mm esquerda
PA.01.03.2080 3mm direita
PA.01.03.2079 3mm esquerda
PA.01.03.2082 4mm direita
PA.01.03.2081 4mm esquerda
PA.01.03.2086 6mm direita
PA.01.03.2085 6mm esquerda
PA.01.03.2088 7mm direita
PA.01.03.2087 7mm esquerda



Placa lockfix 2,0mm ângulo de mandíbula

PA.01.03.2208 curta
PA.01.03.2209 média
PA.01.03.2210 longa



Placa lockfix 2,0mm condilar alta

PA.01.03.2417



Placa lockfix 2,0mm dupla linha

PA.01.03.2477 6mm
PA.01.03.2479 10mm
PA.01.03.2481 14mm

Parafusos Locking

Registro ANVISA 80455630030 | 80455630095



Parafuso lockfix 2,0mm

PA.01.03.1743 5mm
PA.01.03.1744 6mm
PA.01.03.1746 8mm
PA.01.03.1748 10mm
PA.01.03.1750 12mm
PA.01.03.1752 14mm
PA.01.03.1754 16mm
PA.01.03.1756 18mm
PA.01.03.1757 20mm



Parafuso lockfix 2,3mm

PA.01.03.1762 5mm
PA.01.03.1763 6mm
PA.01.03.1765 8mm
PA.01.03.1767 10mm
PA.01.03.1769 12mm



Parafuso de bloqueio AP TI Cross Drive

PA.01.03.0292 6mm
PA.01.03.0293 8mm
PA.01.03.0295 10mm
PA.01.03.0298 12mm




Parafuso lockfix AP 2,0mm

PA.01.03.2269 5mm
PA.01.03.2270 6mm
PA.01.03.2272 8mm

1.5 MM MODULE

Registro ANVISA 80455630030




1.5 MM MODULE

Registro ANVISA 80455630030

Indicado para a fixação dos traumas faciais que envolvam o terço médio e superior da face. Abrange a fixação interna estável das fraturas mais simples até as mais complexas.

INDICAÇÕES:

Os produtos são desenhados e indicados para reconstrução crânio facial e crânio maxilar, fixação das fraturas crânio faciais, crânio maxilar, craniotomias, buracos de Bur, piso e reborde orbital. O tratamento com a fixação interna rígida objetiva a recuperação completa e o retorno da função imediata do membro.



Implantes 1,5mm



Micro placa reta

PA.01.03.0001 4 furos
PA.01.03.0003 6 furos
PA.01.03.0007 10 furos
PA.01.03.0013 16 furos



Micro placa L ponte 4f

PA.01.03.0326 6mm direita
PA.01.03.0327 6mm esquerda
PA.01.03.0328 8mm direita
PA.01.03.0329 8mm esquerda
PA.01.03.0330 10mm direita
PA.01.03.0331 10mm esquerda



Micro placa L oblíqua ponte 4f

PA.01.03.0352 8mm direita
PA.01.03.0353 8mm esquerda



Micro placa L oblíqua ponte 5f

PA.01.03.0360 8mm direita
PA.01.03.0361 8mm esquerda



Micro placa X ponte

PA.01.03.0638 5mm
PA.01.03.0640 9mm



Micro placa Y ponte

PA.01.03.0645 8mm
PA.01.03.0646 10mm



Micro placa T ponte 4f

PA.01.03.0597 6mm



Micro placa T ponte 5f

PA.01.03.0601 6mm
PA.01.03.0602 8mm



Micro placa reta ponte 4f

PA.01.03.0577 6mm
PA.01.03.0579 10mm




Micro placa reta ponte 6f

PA.01.03.0581 6mm
PA.01.03.0583 10mm



Micro placa orbital

PA.01.03.0558 8 furos
PA.01.03.0559 10 furos




Micro placa L orbital oblíqua ponte

PA.01.03.2921 10mm #0,5 direita
PA.01.03.2922 10mm #0,5 esquerda



Micro placa Le Fort 0,6mm 11f

PA.01.03.0399 avanço 0mm direita
PA.01.03.0398 avanço 0mm esquerda
PA.01.03.0401 avanço 2mm direita
PA.01.03.0400 avanço 2mm esquerda
PA.01.03.0405 avanço 4mm direita
PA.01.03.0404 avanço 4mm esquerda
PA.01.03.0409 avanço 6mm direita
PA.01.03.0408 avanço 6mm esquerda
PA.01.03.0413 avanço 8mm direita
PA.01.03.0412 avanço 8mm esquerda



Micro tela

PA.01.03.0651 50,6 x 74,6mm #0,3mm

Parafusos



Parafuso cortical AP 1,5 TI Cross Drive

PA.01.03.0245 4mm
PA.01.03.0246 5mm
PA.01.03.0247 6mm
PA.01.03.0249 8mm



Parafuso cortical 1,5 TI Cross Drive

PA.01.03.0046 10mm
PA.01.03.0048 12mm
PA.01.03.0050 14mm
PA.01.03.0052 16mm




Parafuso cortical 1,7 TI Cross Drive

PA.01.03.0058 5mm
PA.01.03.0059 6mm
PA.01.03.0061 8mm
PA.01.03.0063 10mm
PA.01.03.0065 12mm

2.0 MM MODULE

Registro ANVISA 80455630030




2.0 MM MODULE

Registro ANVISA 80455630030

Composto por uma grande variedade de placas e parafusos, o sistema 2,0mm é indicado para osteossíntese de fraturas da mandíbula e da maxila.

INDICAÇÕES:

- Fraturas mandibulares não cominutivas;
- Fraturas condilares;
- Fraturas de maxila (Le Fort I, II e III);
- Fraturas do zigoma.



Implantes 2,0mm



Mini placa reta

PA.01.03.0014 4 furos
PA.01.03.0016 6 furos
PA.01.03.0022 12 furos
PA.01.03.0026 16 furos



Mini placa reta ponte 4f

PA.01.03.1019 9mm
PA.01.03.1022 13,5mm




Mini placa reta ponte 6f

PA.01.03.1030 9mm
PA.01.03.1033 13,5mm



Mini placa orbital

PA.01.03.0957 6 furos
PA.01.03.0958 8 furos
PA.01.03.0959 10 furos



Mini placa reta dupla ponte 8f

PA.01.03.1013 10,5mm
PA.01.03.1014 13,5mm
PA.01.03.1015 16,5mm




Mini placa dupla angulada ponte 20° BSSO

PA.01.03.0684 10,5mm DF
PA.01.03.0685 13,5mm DF
PA.01.03.0686 16,5mm DF



Mini placa T 4f

PA.01.03.1046



Mini placa T 6f

PA.01.03.1048



Mini placa para mento chin

PA.01.03.3019 2mm
PA.01.03.3021 4mm
PA.01.03.3023 6mm
PA.01.03.3025 8mm
PA.01.03.3027 10mm



Mini placa corte sagital oblongo ponte

PA.01.03.2943 15mm



Mini placa Y 5f

PA.01.03.1154



Mini placa S e Z

PA.01.03.1171 9mm DF
PA.01.03.1172 12mm DF



Mini placa reta L 4f

PA.01.03.0733 DF



Mini placa L 6f

PA.01.03.0735 DF



Mini placa L ponte 4f

PA.01.03.0759 9mm DF
PA.01.03.0761 12mm DF
PA.01.03.0765 18mm DF



Mini placa L ponte 6f

PA.01.03.0813 9mm DF



Mini placa L oblíqua ponte 6f

PA.01.03.0920 9mm DF

Parafusos



Parafuso cortical 2,0 TI Cross Drive

PA.01.03.0078 8mm
PA.01.03.0080 10mm
PA.01.03.0082 12mm
PA.01.03.0084 14mm
PA.01.03.0086 16mm



Parafuso cortical 2,3 TI Cross Drive

PA.01.03.0092 5mm
PA.01.03.0093 6mm
PA.01.03.0095 8mm
PA.01.03.0097 10mm
PA.01.03.0099 12mm



Parafuso cortical AP 2,0 TI Cross Drive

PA.01.03.0256 4mm
PA.01.03.0257 5mm
PA.01.03.0258 6mm
PA.01.03.0260 8mm




Parafuso de bloqueio AP TI Cross Drive

PA.01.03.0292 6mm
PA.01.03.0293 8mm
PA.01.03.0295 10mm
PA.01.03.0298 12mm

COMPACT MODULE

Registro ANVISA 80455630030




COMPACT

Registro ANVISA 80455630030

Composto pelos sistemas 1,5, 2,0 e 2,4mm. Está indicado para tratamento dos mais diversos tipos de fraturas, das mais simples até as mais complexas, que envolvam qualquer dos terços faciais. Possui uma grande variedade de placas com desenhos especiais, para atender às diversas situações dos pacientes com fraturas faciais, como por exemplo, fraturas do côndilo mandibular.

INDICAÇÕES:

Os produtos são desenhados e indicados para reconstrução crânio facial e crânio maxilar, fixação das fraturas crânio faciais, crânio maxilar, craniotomias, buracos de Burr, piso e rebordo orbital. O tratamento com a fixação interna estável objetiva a recuperação completa e o retorno da função imediata da região implantada.



Implantes 1,5mm



Micro placa reta

PA.01.03.0001 4 furos
PA.01.03.0005 8 furos
PA.01.03.0013 16 furos



Micro placa L ponte 5f

PA.01.03.0340 12mm direita
PA.01.03.0341 12mm esquerda



Micro placa L 8f

PA.01.03.0320 direita
PA.01.03.0321 esquerda



Micro placa reta ponte 4f

PA.01.03.0577 6mm
PA.01.03.0579 10mm



Micro placa L ponte 4f

PA.01.03.0326 6mm direita
PA.01.03.0327 6mm esquerda
PA.01.03.0328 8mm direita
PA.01.03.0329 8mm esquerda
PA.01.03.0330 10mm direita
PA.01.03.0331 10mm esquerda



Micro placa X ponte

PA.01.03.0638 5mm



Micro placa reta ponte 6f

PA.01.03.0581 6mm
PA.01.03.0583 10mm



Micro placa L oblíqua ponte 4f

PA.01.03.0352 8mm direita
PA.01.03.0353 8mm esquerda



Micro placa Y ponte 5f

PA.01.03.0646 10mm



Micro placa S e Z

PA.01.03.0585 S 6mm
PA.01.03.0588 Z 6mm



Micro placa orbital

PA.01.03.0558 8 furos
PA.01.03.0559 10 furos



Micro placa L oblíqua ponte 5f

PA.01.03.0360 8mm direita
PA.01.03.0361 8mm esquerda



Micro placa T

PA.01.03.0591 6 furos



Micro placa retangular

PA.01.03.0567 2x2furos

Parafusos



Parafuso cortical 1,5 TI Cross Drive

PA.01.03.0040 4mm
PA.01.03.0042 6mm
PA.01.03.0044 8mm
PA.01.03.0046 10mm
PA.01.03.0048 12mm
PA.01.03.0050 14mm
PA.01.03.0052 16mm



Parafuso cortical AP 1,5 TI Cross Drive

PA.01.03.0245 4mm
PA.01.03.0246 5mm
PA.01.03.0247 6mm
PA.01.03.0249 8mm



Parafuso cortical 1,7 TI Cross Drive

PA.01.03.0058 5mm
PA.01.03.0059 6mm
PA.01.03.0061 8mm
PA.01.03.0063 10mm
PA.01.03.0065 12mm

2,0mm



Mini placa reta

PA.01.03.0014 4 furos
PA.01.03.0016 6 furos
PA.01.03.0022 12 furos
PA.01.03.0026 16 furos
PA.01.03.1010 20 furos



Mini placa reta ponte 4f

PA.01.03.1019 9mm
PA.01.03.1022 13,5mm



Mini placa reta ponte 6f

PA.01.03.1030 9mm
PA.01.03.1033 13,5mm



Mini placa L ponte 4f

PA.01.03.0759 9mm DF
PA.01.03.0761 12mm DF
PA.01.03.0765 18mm DF



Mini placa T ponte 5f

PA.01.03.1055 7,5mm



Mini placa Y 4f

PA.01.03.1150 6mm



Mini placa S e Z

PA.01.03.1172 12mm DF



Mini placa L 4f

PA.01.03.0733 DF

Parafusos



Parafuso cortical 2,0 TI Cross Drive

PA.01.03.0074 4mm
PA.01.03.0076 6mm
PA.01.03.0078 8mm
PA.01.03.0080 10mm
PA.01.03.0082 12mm
PA.01.03.0084 14mm
PA.01.03.0086 16mm



Parafuso cortical 2,3 TI Cross Drive

PA.01.03.0092 5mm
PA.01.03.0093 6mm
PA.01.03.0095 8mm
PA.01.03.0097 10mm
PA.01.03.0099 12mm



Parafuso de bloqueio AP TI Cross Drive

PA.01.03.0292 6mm
PA.01.03.0293 8mm
PA.01.03.0295 10mm
PA.01.03.0298 12mm



Parafuso cortical AP 2,0 TI Cross Drive

PA.01.03.0256 4mm
PA.01.03.0257 5mm
PA.01.03.0258 6mm
PA.01.03.0260 8mm

2,4mm



Placa reta ponte 4f

PA.01.03.1305 10mm



Placa reta ponte 6f

PA.01.03.1309 10mm



Placa angulada para reconstrução mandibular

PA.01.03.1353 3x3F

Parafusos



Parafuso cortical 2,4 TI Cross Drive

PA.01.03.0112 8mm
PA.01.03.0114 10mm
PA.01.03.0116 12mm
PA.01.03.0118 14mm



Parafuso cortical 2,7 TI Cross Drive

PA.01.03.0129 8mm
PA.01.03.0131 10mm
PA.01.03.0133 12mm
PA.01.03.0135 14mm

Placas Especiais




Micro placa nasal H 12f

PA.01.03.2547



Micro placa nasal H 11f

PA.01.03.2548



Micro placa nasal I 12f

PA.01.03.2549



Mini placa trapezoidal

PA.01.03.2957




Mini placa lambda

PA.01.03.3010 DF




Mini placa suporte

PA.01.03.3011 DF




Micro malha para assoalho de órbita

PA.01.03.2611 #0,3mm



Assoalho orbital

PA.01.03.0650



Micro tela


PA.01.03.0668 60,3 x 119,1mm #0,5mm




- Placas especiais para fraturas da região do terço médio superior;
- Novas geometrias para assoalhos orbitais;
- Placas específicas para fraturas condilares;
- Set contendo placas dos sistemas 2.4mm, 2.0mm, 1.5mm pensando no tratamento de fraturas que envolvam todos os terços faciais.

MIOS MAX 2

Registro ANVISA 80455630095




Permite a fixação do parafuso bicortical (híbrido).



Possibilita o acesso intraoral.




Placas mandibulares com furos posteriores angulados e design reduzido.



Placas maxilares segmentadas na porção superior.



Placas mandibulares com tamanho reduzido.



MIOS MAX 2

Registro ANVISA 80455630095



Placa lockfix 2,0 Le Fort TR1 0,8mm

PA.01.03.4012	avanço -2mm	direita
PA.01.03.4013	avanço -2mm	esquerda
PA.01.03.4016	avanço 0mm	direita
PA.01.03.4017	avanço 0mm	esquerda
PA.01.03.4036	avanço 2mm	direita
PA.01.03.4045	avanço 2mm	esquerda
PA.01.03.4037	avanço 3mm	direita
PA.01.03.4046	avanço 3mm	esquerda
PA.01.03.4038	avanço 4mm	direita
PA.01.03.4047	avanço 4mm	esquerda
PA.01.03.4040	avanço 6mm	direita
PA.01.03.4049	avanço 6mm	esquerda
PA.01.03.4041	avanço 7mm	direita
PA.01.03.4050	avanço 7mm	esquerda



Placa lockfix mandíbula 5f STR

PA.01.03.3631	ponte 9	direita
PA.01.03.3640	ponte 9	esquerda
PA.01.03.3633	ponte 11	direita
PA.01.03.3642	ponte 11	esquerda
PA.01.03.3635	ponte 14	direita
PA.01.03.3644	ponte 14	esquerda
PA.01.03.4055	ponte 18	direita
PA.01.03.4059	ponte 18	esquerda
PA.01.03.4057	ponte 22	direita
PA.01.03.4061	ponte 22	esquerda



Placa lockfix mandíbula angulada

PA.01.03.3710	ponte 7	direita
PA.01.03.3719	ponte 7	esquerda
PA.01.03.3716	ponte 14	direita
PA.01.03.3725	ponte 14	esquerda
PA.01.03.4097	ponte 22	direita
PA.01.03.4101	ponte 22	esquerda



Placa lockfix 2,0 zigomática 6f 0,8mm

PA.01.03.3352	ponte 5	direita
PA.01.03.3354	ponte 5	esquerda
PA.01.03.3353	ponte 10	direita
PA.01.03.3355	ponte 10	esquerda



Placa lockfix 2,0 Le Fort oblongo TR1 0,8mm

PA.01.03.3972	avanço 0mm	direita
PA.01.03.3973	avanço 0mm	esquerda
PA.01.03.3992	avanço 2mm	direita
PA.01.03.4001	avanço 2mm	esquerda
PA.01.03.3994	avanço 4mm	direita
PA.01.03.4003	avanço 4mm	esquerda
PA.01.03.3996	avanço 6mm	direita
PA.01.03.4005	avanço 6mm	esquerda



Placa lockfix 2,0 L Le Fort MI 1,0mm

PA.01.03.3456	avanço 2mm	direita
PA.01.03.3467	avanço 2mm	esquerda
PA.01.03.3457	avanço 3mm	direita
PA.01.03.3468	avanço 3mm	esquerda
PA.01.03.3458	avanço 4mm	direita
PA.01.03.3469	avanço 4mm	esquerda
PA.01.03.3460	avanço 6mm	direita
PA.01.03.3471	avanço 6mm	esquerda
PA.01.03.3461	avanço 7mm	direita
PA.01.03.3472	avanço 7mm	esquerda





Placa lockfix chin stab 1mm



PA.01.03.4127	avanço -2mm	
PA.01.03.4128	avanço 0mm	
PA.01.03.4129	avanço 2mm	
PA.01.03.4131	avanço 4mm	
PA.01.03.4133	avanço 6mm	
PA.01.03.4135	avanço 8mm	

MIOS MAX 4

Registro ANVISA 80455630095



Placas maxilares reestruturadas na região central aumentando sua rigidez.



Placas "L" pré-moldadas.



Placas para mento com desenho reduzido.



Placas retas pré-moldadas.

MIOS MAX 4

Registro ANVISA 80455630095



Placa lockfix 2,0 Le Fort MI 0,8mm com reforço medial

PA.01.03.3555	avanço 0mm	direita
PA.01.03.3557	avanço 0mm	esquerda
PA.01.03.3559	avanço 2mm	direita
PA.01.03.3570	avanço 2mm	esquerda
PA.01.03.3560	avanço 3mm	direita
PA.01.03.3571	avanço 3mm	esquerda
PA.01.03.3561	avanço 4mm	direita
PA.01.03.3572	avanço 4mm	esquerda
PA.01.03.3563	avanço 6mm	direita
PA.01.03.3574	avanço 6mm	esquerda
PA.01.03.3564	avanço 7mm	direita
PA.01.03.3575	avanço 7mm	esquerda



Placa lockfix 2,0 L Le Fort MI 1,0mm

PA.01.03.3456	avanço 2mm	direita
PA.01.03.3467	avanço 2mm	esquerda
PA.01.03.3457	avanço 3mm	direita
PA.01.03.3468	avanço 3mm	esquerda
PA.01.03.3458	avanço 4mm	direita
PA.01.03.3469	avanço 4mm	esquerda
PA.01.03.3460	avanço 6mm	direita
PA.01.03.3471	avanço 6mm	esquerda
PA.01.03.3461	avanço 7mm	direita
PA.01.03.3472	avanço 7mm	esquerda



Placa lockfix 2,0 zigomática 6f 0,8mm

PA.01.03.3352	ponte 5	direita
PA.01.03.3354	ponte 5	esquerda
PA.01.03.3353	ponte 10	direita
PA.01.03.3355	ponte 10	esquerda



Placa lockfix mandíbula 5f STR

PA.01.03.3631	ponte 9	direita
PA.01.03.3640	ponte 9	esquerda
PA.01.03.3633	ponte 11	direita
PA.01.03.3642	ponte 11	esquerda
PA.01.03.3635	ponte 14	direita
PA.01.03.3644	ponte 14	esquerda
PA.01.03.4055	ponte 18	direita
PA.01.03.4059	ponte 18	esquerda
PA.01.03.4057	ponte 22	direita
PA.01.03.4061	ponte 22	esquerda




Placa lockfix mandíbula L 4f

PA.01.03.3683	ponte 7	direita
PA.01.03.3692	ponte 7	esquerda
PA.01.03.3687	ponte 11	direita
PA.01.03.3696	ponte 11	esquerda
PA.01.03.4078	ponte 16	direita
PA.01.03.4082	ponte 16	esquerda
PA.01.03.4081	ponte 22	direita
PA.01.03.4085	ponte 22	esquerda



Placa lockfix mandíbula angulada

PA.01.03.3710	ponte 7	direita
PA.01.03.3719	ponte 7	esquerda
PA.01.03.3716	ponte 14	direita
PA.01.03.3725	ponte 14	esquerda
PA.01.03.4097	ponte 22	direita
PA.01.03.4101	ponte 22	esquerda



Placa lockfix mandíbula Z e S 0°

PA.01.03.3609	ponte 10	Z
PA.01.03.3618	ponte 10	S
PA.01.03.3610	ponte 12	Z
PA.01.03.3619	ponte 12	S
PA.01.03.3611	ponte 14	Z
PA.01.03.3620	ponte 14	S



Placa lockfix chin MI 0,8mm

PA.01.03.3382	avanço 2mm
PA.01.03.3384	avanço 4mm
PA.01.03.3386	avanço 6mm
PA.01.03.3388	avanço 8mm




Placa lockfix STR35°

PA.01.03.3603	ponte 10	direita
PA.01.03.3606	ponte 10	esquerda
PA.01.03.3604	ponte 12	direita
PA.01.03.3607	ponte 12	esquerda
PA.01.03.3605	ponte 14	direita
PA.01.03.3608	ponte 14	esquerda

INSTRUMENTAIS

Registro ANVISA 80455630104



INSTRUMENTAIS

Registro ANVISA 80455630104

Instrumentais desenvolvidos com matérias-primas de alta qualidade, produzidos em equipamentos de última geração, projetados para satisfazer às necessidades dos cirurgiões. Acoplamento perfeito entre a ponteira e o parafuso.



Broca Ø1.1 - 50mm

PA.02.03.0161 Stop 5mm engate J-Latch



Broca Ø1.1 - 100mm

PA.02.03.0195 Stop 20mm engate J-Latch



Broca Ø1.5 - 50mm

PA.02.03.0401 Stop 5mm engate J-Latch



Broca Ø1.5 - 100mm

PA.02.03.0435 Stop 20mm engate J-Latch



Broca Ø1.1 - 50mm

PA.02.03.0165 Stop 20mm engate J-Latch



Ponteira Cross Drive 1.5

PA.02.03.0093



Broca Ø1.5 - 50mm

PA.02.03.0405 Stop 20mm engate J-Latch



Ponteira Cross Drive 2.0

PA.02.03.0100 Contra ângulo



Broca Ø1.1 - 100mm

PA.02.03.0191 Stop 5mm engate J-Latch




Ponteira Cross Drive 1.5mm

PA.02.03.0099 Contra ângulo



Broca Ø1.5 - 100mm

PA.02.03.0431 Stop 5mm engate J-Latch



Ponteira de Bloqueio Cross Drive 2.0

PA.02.03.3196



Ponteira Cross Drive 2.0

PA.02.03.0094



Ponteira Cross Drive 2.4

PA.02.03.0095



Broca Ø1.8 - 100mm

PA.02.03.0673 Stop 10mm engate J-Latch



Broca Ø1.8 - 100mm

PA.02.03.0675 Stop 20mm engate J-Latch



Broca Ø1.8 - 50mm

PA.02.03.0643 Stop 10mm engate J-Latch



Broca Ø1.8 - 50mm

PA.02.03.0645 Stop 20mm engate J-Latch



Macho 2.4

PA.02.03.0089



**Parafuso para modelagem de placa
1,5mm Cross Drive**

PA.02.03.2876



Posicionador de placas

PA.02.03.1580



Punção transbucal 1.5 - 2.0 - 2.4

PA.02.03.0105



Cabo guia do transbucal nº2

PA.02.03.0109



Tubo para broca 2.4

PA.02.03.2967



Tubo para ponteira broca 2.4

PA.02.03.2968



Pinça para placas nº 2

PA.02.03.0834



Medidor de profundidade BMF

PA.02.03.0090



Guia de broca duplo

PA.02.03.0086




Cabo engate rápido modelo 1 médio

PA.02.03.2747



Retrator de bochecha do transbucal

PA.02.03.1579



Alicate de corte 1.5 - 2.0

PA.02.03.0080



Alicate de modelação 1.5

PA.02.03.0081



Alicate de modelação 2.0

PA.02.03.0082




Alicate dobrador 1.5 - 2.0

PA.02.03.0083



Alicate modelador mod. 01

PA.02.27.0005



Alicate modelador mod. 03

PA.02.27.0011





+55 19 3522-1177

vendas@traumec.com.br | sac@traumec.com.br | export@traumec.com.br

traumec.com.br

De acordo com a legislação vigente aplicável, o uso deste produto deverá ocorrer sob responsabilidade de profissional habilitado. Imagens meramente ilustrativas.